

 **TOPSILMED**

Solutions for a healthy future

**BLIZCARE<sup>®</sup>BIO**

naturalnie wzbogacony  
wyciągiem z *Helichrysum Italicum*

[www.blizcare.pl](http://www.blizcare.pl)

**27** aktywnych biologicznie zidentyfikowanych substancji naturalnego pochodzenia



Naturalnie wzbogacony wyciągiem z nieśmiertelnika, silikonowy, medyczny żel **BLIZCARE®BIO** przeznaczony jest dla szczególnie wymagających użytkowników. Poszukujących metod zwiększenia skuteczności i wspomagania działań związanych z leczeniem blizn.

**BLIZCARE®BIO Żel**, to hipoalergiczny, przezroczysty oraz szybko schnący produkt medyczny. Stanowi skuteczną, nowoczesną oraz nieinwazyjną metodę leczenia blizn i zmian skórnych. **BLIZCARE®BIO** jest preparatem, zawierającym skuteczną terapeutycznie dawkę olejku eterycznego z kwiatu ziela nieśmiertelnika. Posiada naturalny przeciwutleniacz - silny środek przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczny i przeciwzapalny.

## Produkty **BLIZCARE®**

- Wspomagają leczenie w łatwy i prosty sposób.
- Praktycznie nie posiadają działań i skutków ubocznych.
- Mogą być bezpieczne stosowane przez dzieci i dorosłych.
- Posiadają właściwości oddychające i hipoalergiczne.
- Zapobiegają nadmiernemu wzrostowi tkanki bliznowatej.
- Spłaszczają i zmiękczejają bliznę.
- Pomagają zredukować rozmiar i wygląd blizny.
- Zwiększają elastyczność skóry.
- Zmniejszają świąd i ból.

**Stosowanie silikonowych, medycznych żeli, to nieinwazyjna metoda w leczeniu blizn, która zapewnia komfort pacjenta. Mogą być stosowane u dorosłych i dzieci bez względu na wiek.**

NATURALNYMI SKŁADNIKAMI

# BLIZCARE® BIO

naturalnie wzbogacony  
wyciągiem z Helichrysum Italicum

**BLIZCARE® BIO** – to nowość w portfolio silikonowych produktów medycznych. Dodatek wyciągu z Helichrysum Italicum, jako naturalnego przeciwutleniacza, silnego środka przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybicznego i przeciwzapalnego, poszerza znacznie spektrum działania produktów wspierających leczenie oparzeń, oraz innych zmian skóry.

## Jak stosować **BLIZCARE® BIO** żel

- Żel stosujemy po całkowitym zagojeniu się rany
- Żel nakładamy na umytą i osuszoną powierzchnię skóry
- Należy nanieść niewielką ilość żelu i rozsmarować, aby uzyskać cienką warstwę całkowicie pokrywającą powierzchnię blizny
- Żelu nie należy stosować w miejscach narażonych na mechaniczne starcie go z powierzchni blizny
- Żel stosujemy minimum 2 x dziennie



**BLIZCARE® BIO** można stosować na każdą bliznę bez względu na sposób i czas jej powstania. Najkorzystniej stosować jest żel w okresie do dwóch lat po zamknięciu się rany. **BLIZCARE® BIO** wspomaga prawidłowe bliznowacenie bliznowców (keloidów), blizn przerostowych, blizn pooperacyjnych plastycznych i chirurgicznych, blizn pooparzeniowych, pourazowych, blizn po zabiegach terapii laserowej, blizn po cesarskim cięciu, rozstępów. Skutecznie leczy wszelkie stany zapalne skóry, opryszczkę, zmiany alergiczne w tym po ukąszeniu owadów, zmiany grzybiczne. Znacząco łagodzi zmiany skórne w przebiegu łuszczycy i trądzika. **BLIZCARE® BIO** może być stosowany u dorosłych i dzieci bez względu na wiek.

**enienu blizn** – pomagają skutecznie poprawić wygląd skóry, jednocześnie dbając

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą silikonowych produktów medycznych w trzech kategoriach: **Regular**, **PRO** oraz **BIO**

# BLIZCARE®



## Zadbaj o swoją bliznę

skutecznie

profesjonalnie

naturalnie

**BLIZCARE®** to produkt polski, wytwarzany w nowoczesnej polskiej fabryce TOPSIL Med - firmy z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów z silikonu. Produkty **BLIZCARE®** produkowane są z wysokiej jakości surowca, silikonu medycznego z atestami do wykorzystania w medycynie z gwarancją wysokiego profilu bezpieczeństwa.

### Na co warto zwrócić uwagę stosując produkty BLIZCARE®

- Zaleca się stosowanie **jednego plastra przez okres max. 5-7 dni**
- W zależności od wieku oraz rodzaju blizny **proces może trwać ok. 3-6 miesięcy**
- Aplikacja plastra w miejscach ruchomych (np. kolano, łokieć, nadgarstek, kostka lub pięta) – może wymagać zmiany **plastra na nowy co 2-3 dni**
- Przy każdej zmianie plastra, skóra **musi być dokładnie umyta oraz osuszona** przed kolejną aplikacją
- Ze względu na swoje właściwości wodoodporne (hydrofobowość), plaster odporny jest na zachłapanie **wodą**. Nie zaleca się utrzymywania plastra pod wodą przez dłuższy czas.
- Ze względu na **delikatną strukturę plastra** zaleca się szczególną uwagę na jego prawidłowe rozpakowanie oraz aplikację na skórę
- Jeśli zaistnieje potrzeba, **plaster może być docięty** do rozmiaru blizny



Zobacz film w jaki sposób aplikować plastry na naszej stronie [www.blizcare.pl](http://www.blizcare.pl)



Topsil Med. Sp. z o.o., ul. Graniczna 6, Słubica B, 96-321 Żabia Wola, Polska